

PRO INTUBE

Kit intubazione professionale



Borsa semirigida equipaggiata con laringoscopia a luce tradizionale, cannule alcuni accessori utilizzati durante le procedure di intubazione.

Caratteristiche specifiche

Tessuto in trama di nylon estremamente robusto
 Finestra trasparente sul lato superiore con chiusura strap dedicata all'inserimento di targhette identificative
 Chiusura con doppia zip per agevolare le operazioni di apertura e chiusura
 Fascia strap sul lato inferiore dedicata al fissaggio della sacca all'interno di zaini dotati di inserti strap maschio
 2 tasche trasversali trasparenti con chiusura a zip
 1 tasca trasparente con chiusura a zip

Dati tecnici

Dimensioni	300x110x190 ± 10 mm
Peso	260 ± 10 g
Materiali	Nylon

Dotazione

DG03100A	MANICO LARINGO LUCE TRADIZIONALE ADULTO
DG03103B	GRIPPER MANOPOLA ERGONOMICA
DG05001A	C-BLADE - LAMA MACINTOSH MIS.1
DG05002A	C-BLADE - LAMA MACINTOSH MIS.2
DG05003A	C-BLADE - LAMA MACINTOSH MIS.3
DG80550K	C-F- TUBO ENDOT. STERILE CUFFIATO MIS 5
DG80560K	C-F- TUBO ENDOT. STERILE CUFFIATO MIS 6
DG80570K	C-F- TUBO ENDOT. STERILE CUFFIATO MIS 7
DG80580K	C-F- TUBO ENDOT. STERILE CUFFIATO MIS 8
FG00605A	MAGILL - PINZA GUIDA-TUBI ADULTO 268 mm
FG00607A	MAGILL - PINZA GUIDA TUBI PEDIATRICA 200 mm
GM03215K	S PLASTER – RÖCCH. CEROTTO SETA 1,25cmx9,14m
GM03050K	GMX05 – SIRINGA STERILE MONOUSO 5ml
RM30700A	MOUNDER APRIBOCCA ELICOIDALE
RM10300A	GUEDEL - CANNULA MONOUSO 50 mm
RM10301A	GUEDEL - CANNULA MONOUSO 60 mm
RM10302A	GUEDEL - CANNULA MONOUSO 70 mm
RM10303A	GUEDEL - CANNULA MONOUSO 80 mm
RM10304A	GUEDEL - CANNULA MONOUSO 90 mm

PRO INTUBE - KIT INTUBAZ. PROFESS.
 C/LAME CONV.
DG80010A

Rev.1 (18/07/2017)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>

Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it