

## RES-Q-BOARD

Tabla para la resucitación



Dispositivo diseñado para optimizar las maniobras de RCP.

### Características específicas

Estructura rígida y anatómica

Espacio dedicado a la hiperextensión de la cabeza para un enfoque más eficaz a la RCP

Las asas integradas hacen que sea fácil de manejar y transportar

La conformación de la superficie de apoyo y la construcción rígida, ofrecen un soporte óptimo para el paciente

### Accesorios

RB70010A – RES-Q-BOARD – soporte de pared

### Datos técnicos

Dimensiones	605x415x70 ± 5 mm
Peso	1,49 ± 0,2 kg
Material	PE

DM de clase I de acuerdo con la Dir. 93/42/CEE

RES-Q-BOARD – TABLA PARA LA  
RESUCITACIÓN AMARILLA  
RB70001A



Clasificación CND	V0804
ID de registro	136822

Rev.1 (23/06/2016)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>  
Spencer Italia S.r.l. Collecchio (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

[www.spencer.it](http://www.spencer.it)