


RES-Q-BOARD

Planche de réanimation



Dispositif réalisé pour optimiser les manœuvres de réanimation cardio-pulmonaires.

Caractéristiques spécifiques

Structure rigide et anatomique

Emplacement permettant l'hyper extension de la tête pour une approche plus efficace à la RCP

Les deux poignées intégrées rendent le dispositif plus maniable et transportable

La conformation de la surface d'appui et la construction rigide, offrent un support optimal pour le patient

Données techniques

Dimensions	605x415x70 ± 5 mm
Poids	1,49 ± 0,2 kg
Matériaux	PE

Accessoires

RB70010A – RES-Q-BOARD – support mural

DM de classe I selon la Dir. 93/42/CEE

RES-Q-BOARD – PLANCHE DE REANIMATION JAUNE

RB70001A



Classification CND V0804

Identifiant d'enregistrement 136822

Rev.2 (15/01/2018)

COPIE NON CONTRÔLÉE - des révisions ultérieures seront disponibles au lien <http://support.spencer.it>

Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it