


## RES-Q-BOARD

Tavola per resuscitazione



Dispositivo realizzato per ottimizzare le manovre di rianimazione cardiopolmonare.

### Caratteristiche specifiche

Struttura rigida e anatomica

Sede dedicata all'iperestensione del capo per un approccio più efficace alla CPR

Le maniglie integrate lo rendono maneggevole e trasportabile

La conformazione della superficie di appoggio e la costruzione rigida, offrono un supporto ottimale per il paziente

### Dati tecnici

Dimensioni	605x415x70 ± 5 mm
Peso	1,49 ± 0,2 kg
Materiale	PE

### Accessori

RB70010A – RES-Q-BOARD – supporto a parete

DM di classe I secondo la Dir. 93/42/CEE

RES-Q-BOARD - TAVOLA PER LA RESUSCITAZIONE GIALLA

**RB70001A**



Classificazione CND

V0804

Identificativo registrazione

136822

Rev.2 (15/01/2018)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>

Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

[www.spencer.it](http://www.spencer.it)