

EVX 13

Valvola non-rebreathing per circuito paziente



Valvola non-rebreathing ideale per l'utilizzo con circuiti paziente di ventilatori polmonari.

Caratteristiche specifiche

Standard di connessione ISO 15/22 mm
 Membrane in silicone
 Autoclavabile

Dati tecnici

Dimensioni	50x60x88mm
Materiali	PC, Silicone
Peso	41 g

DM di classe IIa secondo la Dir. 93/42/CEE

VALVOLA NON
 REBREATHING
 S/SOVRAPRES.AUTOCL.
 EV50013C



Classificazione CND	R0280
Identificativo registrazione	403902

Rev.1 (18/07/2017)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>
 Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it