

KIT Reservoir



KIT Reservoir da utilizzarsi per l'arricchimento di ossigeno con resuscitatori manuali non dotati di R-Valve.

Caratteristiche specifiche

Leggero e sottile
Utilizzabile in applicazioni adulte e pediatriche
Monouso

Dati tecnici

Materiale	PVC/PC
Volume	2500 ml

DM Marcato CE in accordo alla dir. 93/42/CEE

KIT RESERVOIR E VALVOLA PER
PRO/CO B-LIFE AD./PED.

BG02032A

Identificativo registrazione	71283
------------------------------	-------



Rev.1 (18/07/2017)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>
Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it