


Command

Zaino speciale per squadre di Vigili del Fuoco



Zaino progettato per l'utilizzo da parte di squadre dei vigili del fuoco, equipaggiato con i presidi sanitari e le attrezzature richieste dalla lettera circolare dell'Ufficio Sanitario prot. n. 1607/5601/TPSS.

Caratteristiche specifiche

Maniglia di trasporto fissata su rinforzo in alluminio
 La forma a parallelepipedo consente di sfruttare al massimo gli spazi e di massimizzare il volume
 2 tasche laterali con chiusura a zip. Al loro interno, superfici strap consentono il fissaggio delle sacche R Series
 Vano centrale dotato di 4 tasche a rete laterali e cinghie di fissaggio per la bombola
 Nella patta anteriore sono ricavate due tasche con chiusura a zip per l'alloggiamento di accessori
 Spallacci regolabili imbottiti
 Cintura lombare regolabile distribuire meglio il carico sull'operatore
 Schienale con rinforzi in alluminio
 Inserti rifrangenti aumentano la visibilità
 Fondo con rivestimento in PVC per limitare la permeabilità dello zaino quando appoggiato a terra

Dotazione di serie

OX20104	OXYMASK 150 – masch. Alta conc. Adulto c/reservoir
TA09010	FLEX MASK – Maschera bocca a bocca unidirezionale
DR10380	GUANTI NITRILE STERILI MONOUSO (5pz)
DR20200	PRO-E 200 – Occhiali protettivi policarbonato (2pz)
GM02101	S-G – Busta 25 compresse garza sterile 10x10cm (10pz)
GM03225	S-PLASTER –Rocch. cerotto seta 2,5cm x 9,14m (2pz)
GM02410	G-BANDAGE –Benda di garza 10cm x 5 m (2pz)
GM00300	GMX300 – Pinzetta monouso sterile (2pz)
ST00630	HT – Telo isothermico adulto 220x160cm (5pz)
IF00426	SPENCER ICE PACK – Ghiaccio istantaneo (2pz)
DG01415	DGX415 – Sfigmo 2 tubi c/fonendo
IF00100	TIV – Laccio emostatico automatico (3pz)
GM03011	Tampobenda 8x10cm (2pz)
GM20001	Sacchetto raccolta parti anatomiche
GM04241	Soluzione cutanea iodopovidone 10% 125ml
RV71150	B-VAC –Aspiratore di secreti manuale

QC19100	NEC UP – Collare multimisure adulto
QC19101	NEC UP – Collare multimisure pediatrico
GM04021	SSP – CEROTTI STRIP 20PZ VARIE MISURE (2pz)
GD02060	MATCH 3 – Forbice multiuso (2pz)
BG08000	CO-B-LIFE – Pallone PVC adulto c/sovr.
BG03091	SACCA RESERVOIR PER PALLONE
DG10210	DGX210 – Termometro elettronico
RM10311	GUEDEL – Kit cannule 8 misure
GM04243	Soluzione fisiologia 0,9% 500cc (2pz)
GM20000	Sacchetto raccolta rifiuti sanitari (2pz)
GM02111	Telo in TNT sterile (2pz)
OX10022	Bombola 2lt c/rid. e flussimetro integrato
GM03007	NET-B –Benda a rete cal.7 torace e addome
GM02510	GMX510 – Cotone idrofilo 100g
GM02103	S-G – Compressa garza sterile 18x40 cm (2pz)
RM10901	CUFFED MASK – Mis. 1 con valvola
RM10902	CUFFED MASK – Mis. 2 con valvola
RM10903	CUFFED MASK – Mis. 3 con valvola
RM10904	CUFFED MASK – Mis. 4 con valvola
CCI5227	Manuale procedure operative standard TPSS VV.F.

Dati tecnici

Dimensioni	330x450x510 ± 30mm
Peso complessivo	13,4 ± 0,1 kg
Volume	44,5 l
Materiali	Nylon, PVC, Al
Portata	20 kg

DM Marcati CE in accordo alla dir. 93/42/CEE

COMMAND - ZAINO ROSSO SPECIALE VV.FF. COMPLETO
 CB90006C

Rev.0 (08/01/2018)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>

Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

spencer.it