

PRO VALVE KEY 1

Masque de bouche à bouche



Masque de bouche à bouche pour utilisation en premiers secours permettant de protéger le sauveteur de toute infection grâce à sa valve anti-retour durant les manœuvres de réanimation cardio pulmonaire.

Caractéristiques spécifiques

Dispositif à usage unique
 Equipée d'une valve anti-retour
 Livrée dans une pochette porte clés

Données techniques

Dimensions valve	200x150x40 ± 5 mm
Dimensions pochette	80x80x40 ± 5 mm
Matériaux	PVC/Nylon
Poids	50 g

DM de classe I selon la Dir. 93/42/CEE

PRO VALVE KEY 1 – MASQUE
 DE BOUCHE À BOUCHE
 AVEC ETUI



TA07011C

Classification CND V9099

Identifiant
 d'enregistrement 216504

Rev.2 (18/07/2017)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>
 Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it