

## Rock Pin

### Plan dur vertébral



Le plan dur vertébral Spencer Rock est un dispositif de relevage, immobilisation, et permettant ainsi de transporter un patient ayant des lésions suspectes à la colonne vertébrale.

#### Caractéristiques spécifiques

Le nombre de poignées et leur positionnement et forme permettent une bonne préhension et toute situation

De forme anatomique permet ainsi d'être utilisé avec les barquettes de sauvetage

Pourvu d'emplacement spécifiques pour les sangles permettant de fixer l'immobiliser de tête et de broches pour utilisation de sangles avec mousquetons

Surface lisse pour un nettoyage aisé

Structure légère et robuste pour une meilleure résistance aux impacts

#### Options

ST02105A	10g système de fixation vertical
ST02108A	10g système de fixation horizontal
ST02015A	Pin Straps- sangle araignée avec mousquetons
ST02035A	Rock straps – sangle araignée
SH00200A	Spencer Contour – immobilisateur de têter
ST02106A	Mark Up – système pour marquage

#### Données techniques

Dimensions	1840x445x50 ± 10 mm
Matériaux	PE, PU
N° de poignées	16
N° de broches	14
Capacité de portage	200 kg
Poids	7,3 ± 0,1 kg

Dispositif medical de Classe I selon la Dir. 93/42/CEE

ROCK PIN ORANGE PLAN DUR  
VERTEBRAL AVEC BROCHES



**ST02012B**

**Classification CND** V0804

**Identifiant d'enregistrement** 101224

Rev.4 (19/03/2019)

UNCHECKED COPY – further revisions will be available on <http://support.spencer.it>  
Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

[spencer.it](http://spencer.it)