

## Rock Pin

### Tavola spinale



La tavola spinale Spencer Rock Pin è un dispositivo per il recupero, immobilizzazione e trasferimento verso la barella, di pazienti con sospette lesioni della colonna vertebrale.

#### Caratteristiche specifiche

Il numero elevato di maniglie, il loro posizionamento e la loro conformazione, agevola la presa anche in condizioni difficili

La forma rastremata consente di minimizzare gli ingombri e di alloggiarla all'interno delle barelle basket Spencer

Asole dedicate al fissaggio di cinture e fermacapo Spencer

Superfici lisce e raccordate per garantire efficace igienizzazione

Struttura robusta e leggera per garantire elevata resistenza agli urti

Permette l'esecuzione delle indagini diagnostiche preliminari ai raggi X

#### Accessori opzionali

ST02105A	Fix board - fissaggio verticale tavole spinali 10g
ST02108A	Fix board - fissaggio orizzont tavole spinali 10g
ST02015A	Pin Straps- sistema di cinture con ganci
ST02035A	Rock straps - sist. Cinture univers. Tav. Spinale
SH00200A	Spencer contour - fermacapo univers. Anat. Blu
ST02106A	Mark Up – sistema di personalizz. permanente

#### Dati tecnici

Dimensioni	1840x445x50 ± 10 mm
Materiale	PE, PU
N° maniglie	16
N° pin	14
Capacità di carico	200 kg
Peso	7,3 ± 0,1 kg

DM di classe I secondo la Dir. 93/42/CEE

ROCK PIN - TAVOLA SPINALE  
ARANCIO CON PIN



**ST02012B**

**Classificazione CND** V0804

**Identificativo registrazione** 101224

Rev.4 (19/03/2019)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>

Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

[spencer.it](http://spencer.it)