

Rock Pin Max

Tavola spinale con pin



La tavola spinale Spencer Rock Pin Max è un dispositivo per il recupero, immobilizzazione e trasferimento verso la barella, di pazienti con sospette lesioni della colonna vertebrale. Questa particolare versione è caratterizzata da una portata maggiorata.

Caratteristiche specifiche

Il numero elevato di maniglie, il loro posizionamento e la loro conformazione, agevola la presa anche in condizioni difficili
 La forma rastremata consente di minimizzare gli ingombri e di alloggiarla all'interno delle barelle basket Spencer
 Asole dedicate al fissaggio di cinture e fermacapo Spencer
 Superfici lisce e raccordate per garantire efficace igienizzazione
 Struttura robusta e leggera per garantire elevata resistenza agli urti
 Permette l'esecuzione delle indagini diagnostiche preliminari ai raggi X

Accessori opzionali

| | |
|----------|--|
| ST02105A | Fix board - fissaggio verticale tavole spinali 10g |
| ST02108A | Fix board - fissaggio orizzont tavole spinali 10g |
| ST02015A | Pin Straps- sistema di cinture con ganci |
| ST02035A | Rock straps - sist. Cinture univers. Tav. Spinale |
| SH00200A | Spencer contour - fermacapo univers. Anat. Blu |
| ST02106A | Mark Up – sistema di personalizz. permanente |

Dati tecnici

| | |
|--------------------|---------------------|
| Dimensioni | 1840x445x50 ± 10 mm |
| Materiale | PE, PU |
| N° maniglie | 16 |
| N° pin | 14 |
| Capacità di carico | 350 kg |
| Peso | 7,3 ± 0,1 kg |

DM di classe I secondo la Dir. 93/42/CEE

ROCK PIN MAX - TAVOLA SPINALE
 ARANCIO CON PIN

ST02112B

Classificazione CND



V0804

Rev.1 (19/03/2019)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>

Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

spencer.it