

TANGO

Tabla espinal pediátrico y de adulto integrados



Dispositivo di immobilizzazione destinato a la recuperación y a la transferencia en camilla de pacientes adultos y pediátricos.

Características específicas

La tabla espinal adulto y pediátrico integrados ofrece una versatilidad sin igual.

Tabla espinal pediátrica con zonas occipitales diferenciadas para adaptarse a las características anatómicas de los pacientes pediátricos

La tabla pediátrica se extrae de la tabla adulto con facilidad, garantizando rapidez en las operaciones de rescate y reduciendo al mínimo el almacenaje dentro de la ambulancia

La fijación del inmovilizador de cabeza a la tabla se hace por medio de correas strap. El inmovilizador está equipado con correas para la barbilla y la frente que mejoran la inmovilización de la cabeza.

Accesorios opcionales

| | |
|----------|--|
| ST02102B | Spine pack – Bolsa de transporte |
| ST02106A | MARK UP - SIST.PERS. PERM.TAB.ESPINALES |
| ST02105A | FIX BOARD – ANCLAJE VERT. TABLAS ESPINALES 10G |

Datos técnicos

| | |
|------------------------------|--------------------|
| Dimensiones tabla espinal | 1830x445x60 ± 5 mm |
| N° asas de transporte | 14 |
| Peso tabla espinal completa | 9,2 kg |
| Dimensiones tabla pediátrica | 1195x320x45 ± 5 mm |
| N° asas tabla pediátrica | 10 |
| Peso tabla pediátrica | 2,2 kg |
| Materiales | PE, PVC, Nylon |

DM de clase I de acuerdo con la Dir. 93/42/CEE

TANGO TABLA ESPINAL PEDIATR. Y ADULTO INTEGRAD.

ST02140C

Clasificación CND

ID de registro



V0804

101670

Rev.4 (18/07/2017)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>

Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it