

TANGO

Tavola spinale pediatrica e adulto integrate



Dispositivo di immobilizzazione destinato al recupero e al trasferimento su barella di pazienti adulti e pediatrici.

Caratteristiche specifiche

La tavola spinale adulto e pediatrica integrate, offrono una versatilità di utilizzo senza paragoni.

Tavola spinale pediatrica con zone occipitali differenziate per adattarsi alle caratteristiche anatomiche dei pazienti pediatrici

La spinale pediatrica si estrae da quella adulta con estrema facilità, garantendo rapidità nelle operazioni di soccorso e minimizzando gli ingombri all'interno dell'ambulanza

Il fissaggio del fermacapo alla spinale avviene per mezzo di fasce strap ed è dotato di cinture mento e fronte che migliorano l'immobilizzazione del capo.

Dati tecnici

Dimensioni tavola spinale	1830x445x60 ± 5 mm
N° maniglie di trasporto	14
Peso spinale completa	9,2 kg
Dimensioni spinale pediatrica	1195x320x45 ± 5 mm
N° maniglie spinale pediatrica	10
Peso spinale pediatrica	2,2 kg
Materiali	PE, PVC, Nylon

Accessori opzionali

ST02102B	Spine pack – Sacca di trasporto
ST02106A	MARK UP - SIST.PERS. PERM.TAV.SPINALI
ST02105A	FIX BOARD - FISSAGGIO VERT. TAVOLE SPINALI 10G

DM di classe I in accordo alla dir. 93/42/CEE

TANGO TAVOLA SPINALE.PEDIATR.E
ADULTO INTEGR.

ST02140C

Classificazione CND V0804

Identificativo registrazione 101670



Rev.4 (18/07/2017)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>

Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it