

Baby Go

Tavola spinale pediatrica



Le tavole spinali Baby Go sono dispositivi destinati a sollevare e immobilizzare pazienti con sospette lesioni alla colonna vertebrale.

Caratteristiche specifiche

Tavola spinale pediatrica con zone occipitali differenziate per adattarsi alle caratteristiche anatomiche dei pazienti pediatrici

Il fissaggio del fermacapo alla spinale avviene per mezzo di fasce strap ed è dotato di cinture mento e fronte che migliorano l'immobilizzazione del capo

Dati tecnici

Dimensioni	1190 x 320 x 45 mm
Numero di maniglie	10
Peso spinale pediatrica	3 kg
Portata massima	30 kg
Materiali	Polietilene

DM di classe I conforme al Reg. UE 2017/745

BABY GO TAVOLA SPINALE PEDIATRICA

S/FERMACAPO

ST02141B

Classificazione CND



V0804

Identificativo registrazione

101672

Rev.0 (14/06/2021)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>

Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it