

MARK UP

Sistema di personalizzazione permanente



Sistema realizzato in due valve contrapposte che si accoppiano solidarizzandosi in modo permanente alla tavola spinale mantenendo in vista la propria personalizzazione.

Caratteristiche specifiche

Accoppiamento stagno ed irreversibile
Integrazione completa con la tavola spinale
Compatibile con le tavole spinali Spencer
ROCK, ROCK PIN, TANGO

Dati tecnici

Dimensioni finestra personalizzazione	62x62 mm
Materiali	Nylon, Policarbonato

MARK UP - SIST.PERSONALIZZ. PERMANENTE TAV.SPINALI
ST02106A

Rev.2 (18/07/2017)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>

Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it