

## RSP

### Sistema pediátrico de correas tipo araña para tablero espinal



Sistema pediátrico de correas para la inmovilización de los pacientes pediátricos para ser utilizado en los tableros espinales con un mínimo de 4 asas en cada lado.

#### Características específicas

- Sistema muy robusto y resistente
- Sistema strap para hacer las operaciones de rescate más rápido
- Metro integrado para medir la altura del paciente, diseñado específicamente para ser utilizado con el tablero espinal infantil Baby-Go
- Bandas transversales muebles para una mayor versatilidad
- Inserción reflectante en la textura de la tela

#### Detalles técnicos

Longitud de la cinta central	750 mm
Longitud min cintas a "V"	420 mm
Longitud max cintas a "V"	610 mm
Ancho min	520 mm
Ancho max	610 mm
Rango de medición metro integrado	1500 mm
Material	Nylon
Peso	460 g

DM de clase I de acuerdo con la Dir. 93/42/CEE

ROCK STRAPS PEDIATRICA RSP-  
SISTEMA DE CORREAS

**ST02018A**

Clasificación CND V9099

ID de registro 99844



Rev.1 (18/07/2017)

COPIA NO CONTROLADA- revisiones posteriores estarán disponibles en el link <http://support.spencer.it>  
Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

[www.spencer.it](http://www.spencer.it)