

RSP

Système araignée pédiatrique pour plan dur



Système araignée pour l'immobilisation de patients pédiatriques sur tout type de plan dur ayant un minimum de 4 poignées (fixations) par côté.

Caractéristiques spécifiques

Système extrêmement résistant et solide
 Système de fermeture par scratch pour optimiser les opérations de mise en place
 Sangle centrale avec mètre code couleur pour définir la taille du patient, étudié spécifiquement pour une utilisation avec plan dur pédiatrique Baby-Go
 Sangles transversales coulissantes pour permettre une compatibilité avec tout type de plan dur vertébral
 Inserts retro-réfléchissants

Données techniques

Longueur sangles centrale	750 mm
Longueur min sangles en "V"	420 mm
Longueur max sangles en "V"	610 mm
Largeur min	520 mm
Largeur max	610 mm
Longueur mètre intégré	1500 mm
Matériau	Nylon
Poids	460 g

DM de classe I selon la Dir. 93/42/CEE

RSP – SANGLE ARAIGNEE
 PEDIATRIQUE UNIVERSELLE
 ST02018A



Classification CND	V9099
Identifiant d'enregistrement	99844

Rev.2 (04/12/2014)

COPIE NON CONTROLÉE – futures révisions seront disponibles au lien <http://support.spencer.it>
 Spencer Italia S.r.l. Collecchio (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it