

## RSP

### Sistema di cinture a ragno Pediatrico per tavola spinale



Sistema di cinture per l'immobilizzazione dei pazienti pediatrici da utilizzarsi su tavole spinali con almeno 4 maniglie per lato.

#### Caratteristiche specifiche

Sistema estremamente resistente robusto  
Chiusure a strap per rendere le operazioni di soccorso più rapide  
Metro integrato per misurare l'altezza del paziente, specificatamente studiato per l'utilizzo con la tavola spinale pediatrica Baby-Go  
Fasce trasversali scorrevoli per una maggior versatilità  
Inserito rifrangente nella trama del tessuto

#### Dati tecnici

Lunghezza nastro centrale	750 mm
Lunghezza min nastri a "V"	420 mm
Lunghezza max nastri a "V"	610 mm
Larghezza min	520 mm
Larghezza max	610 mm
Range misura metro integrato	1500 mm
Materiale	Nylon
Peso	460 g

DM di classe I secondo la Dir. 93/42/CEE

RSP - SIST. CINTURE UNIVERS.

PEDIATR. TAV. SPINALE

**ST02018A**

Classificazione CND V9099

Identificativo registrazione 99844



Rev.3 (18/07/2017)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>

Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

[www.spencer.it](http://www.spencer.it)