

## FIX BOARD

Fissaggio a muro 10G per tavola spinale



L'immagine può differire dal prodotto reale

Dispositivo progettato il fissaggio a parete in posizione verticale di tavole spinali Spencer.

### Caratteristiche specifiche

Estremamente robusto e leggero  
Semplice da utilizzare e da installare  
Sistema di aggancio e sgancio rapido

### Dati tecnici

Dimensioni parte sup.	570x25x65 ± 5 mm
Dimensioni parte inf.	180x50x55 ± 5 mm
Materiali	Al, Nylon, ottone

### Standard di riferimento

EN 1789:2007+A2:2014

DM di classe I secondo la Dir. 93/42/CEE

FIX BOARD - FISSAGGIO VERTICALE  
TAVOLE SPINALI 10G  
ST02105A



Classificazione CND	V9099
Identificativo registrazione	99875

Rev.2 (02/08/2018)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>  
Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

[spencer.it](http://spencer.it)