

## JEMS

### Collarín ajustable una pieza




Collarín cervical de una pieza ajustable destinado a ser utilizado en los primeros auxilios y situaciones de emergencia. Se identifica como una solución para la inmovilización del raquis cervical en pacientes traumatizados.

#### Características específicas

Aplicación rápida gracias a la correa de cierre  
 Ajustable verticalmente  
 Agujeros para una mejor ventilación  
 Borde acolchado para mejorar la comodidad  
 Fácil de limpiar

#### Datos técnicos

Medida	S
Altura (A)	Da 100 a 125 ± 5mm
Longitud (B)	485 ± 5 mm
Material	PE
Peso	70 g



DM de clase I de acuerdo con la Dir. 93/42/CEE

JEMS - COLLARÍN RÍGIDO  
 AJUSTABLE UNA PIEZA MED. S  
 QC50102A



Classificación CND	Y060312
ID de registro	92193

Rev.1 (18/07/2017)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>  
 Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

[www.spencer.it](http://www.spencer.it)