

JEMS

Collarín ajustable una pieza




Collarín cervical de una pieza ajustable destinado a ser utilizado en los primeros auxilios y situaciones de emergencia. Se identifica como una solución para la inmovilización del raquis cervical en pacientes traumatizados.

Características específicas

- Aplicación rápida gracias a la correa de cierre
- Ajustable verticalmente
- Agujeros para una mejor ventilación
- Borde acolchado para mejorar la comodidad
- Fácil de limpiar

Datos técnicos

Medida	L
Altura (A)	Da 130 a 150 ± 5mm
Longitud (B)	585 ± 5 mm
Material	PE
Peso	96 g



DM de clase I de acuerdo con la Dir. 93/42/CEE

JEMS - COLLARÍN RÍGIDO
AJUSTABLE UNA PIEZA MED.L
QC50104A



Classificación CND	Y060312
ID de registro	92224

Rev.1 (18/07/2017)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>
Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it