

DALLAS

Collarín cervical semirígido una pieza




Collarín cervical de una pieza desechable destinado a ser utilizado en los primeros auxilios y situaciones de emergencia. Se identifica como una solución para la inmovilización del raquis cervical en pacientes traumatizados.

Características específicas

- Ligero y cómodo
- Aplicación rápida gracias a la correa de cierre
- El color blanco permite una visión inmediata del estado de limpieza

Datos técnicos

Dimensión A	120 mm
Dimensión B	95 mm
Dimensión C	405 mm
Dimensión D	65 mm
Material	PE expandido
Peso	16 g



DM di classe I secondo la Dir. 93/42/CEE

DALLAS – COLLARÍN CERV.
DESECHABLE UNA PIEZA MED. XS

QC22301A

Classificación CND



Y060312

ID de registro

92291

Rev.0 (09/06/2015)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>
Spencer Italia S.r.l. Collecchio (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it