

## DALLAS

Collarín cervical semirígido una pieza




Collarín cervical de una pieza desechable destinado a ser utilizado en los primeros auxilios y situaciones de emergencia. Se identifica como una solución para la inmovilización del raquis cervical en pacientes traumatizados.

### Características específicas

- Ligero y cómodo
- Aplicación rápida gracias a la correa de cierre
- El color blanco permite una visión inmediata del estado de limpieza

### Datos técnicos

Dimensión A	125 mm
Dimensión B	100 mm
Dimensión C	485 mm
Dimensión D	65 mm
Material	PE expandido
Peso	13 g



DM di classe I secondo la Dir. 93/42/CEE

DALLAS - COLLARÍN CERV.  
DESECHABLE UNA PIEZA MED. S  
QC22301A



Classificación CND	Y060312
ID de registro	92293

Rev.1 (18/07/2017)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>  
Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

[www.spencer.it](http://www.spencer.it)