

## DALLAS

### Collarín cervical semirígido una pieza




Los collarines cervicales Dallas son dispositivos que se utilizan para ayudar a mantener la alineación neutra del raquis cervical.

#### Características específicas

- Ligero y cómodo
- Aplicación rápida gracias a la correa de cierre
- El color blanco permite una visión inmediata del estado de limpieza

#### Datos técnicos

Dimensión A	125 mm
Dimensión B	100 mm
Dimensión C	485 mm
Dimensión D	65 mm
Material	PE expandido
Peso	13 g



DM de clase I de acuerdo con el Reg. UE 2017/745

DALLAS - COLLARÍN CERVICAL DE UNA SOLA PIEZA MED.S

QC22302A

Clasificación CND



Y060312

ID de registro

92293

Rev.0 (31/03/2021)

COPIA NO CONTROLADA– revisiones posteriores estarán disponibles en el link <http://support.spencer.it>

Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

[spencer.it](http://spencer.it)