

## DALLAS

### Collare cervicale semirigido monovalva




Collare cervicale monovalva, monopaziente destinato all'utilizzo in situazioni di primo soccorso ed emergenza. Si identifica come una soluzione per l'immobilizzazione del rachide cervicale in pazienti traumatizzati.

#### Caratteristiche specifiche

Leggero e confortevole  
 Rapida applicazione grazie alla chiusura a strap  
 La colorazione bianca permette un immediato ritorno visivo delle condizioni di pulizia

#### Dati tecnici

Dimensione A	130 mm
Dimensione B	105 mm
Dimensione C	525 mm
Dimensione D	68 mm
Materiali	PE espanso
Peso	18 g



DM di classe I secondo la Dir. 93/42/CEE

DALLAS - COLLARE CERV.  
 MONOUSO MONOVALVA MIS.M  
 QC22303A



Classificazione CND Y060312  
 Identificativo registrazione 92298

Rev.1 (18/07/2017)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>  
 Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

[www.spencer.it](http://www.spencer.it)