

## DALLAS

### Collarín cervical semirígido una pieza




Collarín cervical de una pieza, desechable destinado a ser utilizado en los primeros auxilios y situaciones de emergencia. Se identifica como una solución para la inmovilización del raquis cervical en pacientes traumatizados.

#### Características específicas

- Ligero y cómodo
- Aplicación rápida gracias a la correa de cierre
- La coloración blanca permite una inmediata visión del estado de limpieza

#### Datos técnicos

Dimensión A	137 mm
Dimensión B	107 mm
Dimensión C	575 mm
Dimensión D	73 mm
Materiales	PE expandido
Peso	17 g



DM de clase I de acuerdo con la Dir. 93/42/CEE

DALLAS - COLLARÍN CERV.  
DESECHABLE UNA PIEZA MED. L  
QC22304A



Classificación CND	Y060312
ID de registro	92300

Rev.0 (09/06/2015)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>  
Spencer Italia S.r.l. Collecchio (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

[www.spencer.it](http://www.spencer.it)