

DALLAS

Collarín cervical semirígido una pieza




Collarín cervical de una pieza, desechable destinado a ser utilizado en los primeros auxilios y situaciones de emergencia. Se identifica como una solución para la inmovilización del raquis cervical en pacientes traumatizados.

Características específicas

- Ligero y cómodo
- Aplicación rápida gracias a la correa de cierre
- La coloración blanca permite una inmediata visión del estado de limpieza

Datos técnicos

Dimensión A	160 mm
Dimensión B	130 mm
Dimensión C	640 mm
Dimensión D	88 mm
Materiales	PE expandido
Peso	33 g



DM de clase I de acuerdo con la Dir. 93/42/CEE

DALLAS - COLLARÍN CERV.
DESECHABLE UNA PIEZA MED. XL
QC22305A



Classificación CND	Y060312
ID de registro	92303

Rev.1 (18/07/2017)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>
Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it