

DALLAS

Kit 3 collarines cervicales semirígidos una pieza



Los collarines cervicales Dallas son dispositivos que se utilizan para ayudar a mantener la alineación neutra del raquis cervical.

Características específicas

Ligeros y cómodos

Aplicación rápida gracias a la correa de cierre

El color blanco permite una visión inmediata del estado de limpieza

Datos técnicos

Medidas incluidas	S, M, L
Materiales	PE expandido
Peso del kit	100 g

Accesorios opcionales

QC19010C - COLLAR BAG 1 – BOLSA PARA COLLARINES UNA PIEZA

QC22350A

DALLAS - KIT COLLARINES CERVICALES 3 MEDIDAS (S/M/L)

SET compuesto pelos siguientes DM de acuerdo con el Reg. UE 2017/745

QC22302A – DALLAS - COLLARÍN CERVICAL DE UNA SOLA PIEZA MED.S	ID. reg. 92293	CND Y060312
QC22303A – DALLAS - COLLARÍN CERVICAL DE UNA SOLA PIEZA MED.M	ID. reg. 92298	CND Y060312
QC22304A – DALLAS - COLLARÍN CERVICAL DE UNA SOLA PIEZA MED.L	ID. reg. 92300	CND Y060312

Rev.0 (31/03/2021)

COPIA NO CONTROLADA– revisiones posteriores estarán disponibles en el link <http://support.spencer.it>

Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

spencer.it