

## DALLAS

### Kit 3 collari cervicali semirigidi monovalva



I collari cervicali Dallas sono dispositivi da utilizzarsi per contribuire al mantenimento dell'allineamento neutro del rachide cervicale.

#### Caratteristiche specifiche

Leggeri e confortevoli  
 Rapida applicazione grazie alla chiusura strap  
 La colorazione bianca permette un immediato ritorno visivo delle condizioni di pulizia

#### Accessori opzionali

QC19010C - COLLAR BAG 1 - SACCA PER COLLARI MONOV.

#### Dati tecnici

Misure incluse	S, M, L
Materiali	PE espanso
Peso del kit	100 g

#### QC22350A

DALLAS - SET COLLARI CERVICALI 3 MISURE (S/M/L)

SET costituito dai seguenti DM conformi al Reg.2017/745

QC22302A – DALLAS - COLLARE CERVICALE MONOVALVA MIS.S	Id. Reg. 92293	CND Y060312
QC22303A – DALLAS - COLLARE CERVICALE MONOVALVA MIS.M	Id. Reg. 92298	CND Y060312
QC22304A – DALLAS - COLLARE CERVICALE MONOVALVA MIS.L	Id. Reg. 92300	CND Y060312

Rev.0 (31/03/2021)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>  
 Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

[www.spencer.it](http://www.spencer.it)