

## DALLAS

### Kit 5 Collarines cervicales semirígidos una pieza



Collarines cervicales de una pieza, desechables destinados a ser utilizado en los primeros auxilios y situaciones de emergencia. Se identifican como una solución para la inmovilización del raquis cervical en pacientes traumatizados.

#### Características específicas

Ligero y cómodo

Aplicación rápida gracias a la correa de cierre

La coloración blanca permite una inmediata visión del estado de limpieza

#### Accesorios opcionales

QC19010C - COLLAR BAG 1 – BOLSA PARA COLLARINES UNA PIEZA

#### Datos técnicos

Medidas incluidas	XS, S, M, L, XL
Materiales	PE expandido
Peso del kit	200 g

DM di classe I secondo la Dir. 93/42/CEE

DALLAS - KIT COLLARINES  
DESECHABLES 5 MEDIDAS  
(XS/S/M/L/XL)

QC22370A

Classificación CND Y060312

ID de registro 195188



Rev.1 (16/06/2015)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>

Spencer Italia S.r.l. Collecchio (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

[www.spencer.it](http://www.spencer.it)