

DALLAS

Kit de 5 colliers cervicaux mono-valve



Colliers cervicaux mono-valve à usage unique adaptés aux situations de secours à victime et d'urgence. Indiqués pour l'immobilisation du rachis cervical des patients traumatisés.

Caractéristiques spécifiques

Légers et confortables
De simple mise en place et fermeture aisée par scratch
La couleur blanche permet une inspection immédiate des conditions de nettoyage

Accessoires en option

QC19010C - COLLAR BAG 1 – SAC DE TRANSPORT

Données techniques

Tailles incluses	XS, S, M, L, XL
Matériaux	PE espanso
Poids du kit	200 g

DM de classe I selon la Dir. 93/42/CEE

DALLAS - KIT DE 5 COLLIERS
(XS/S/M/L/XL)

QC22370A

Classification CND	Y060312
--------------------	---------

Identificatif d'enregistrement	195188
--------------------------------	--------



Rev.2 (18/07/2017)

COPIE NON CONTROLÉE – toute révision sera disponible depuis le lien <http://support.spencer.it>

Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it