


## BLITZ

### Lo zaino del soccorritore



Zaino caratterizzato da spessore ridotto, ideale per l'alloggiamento dei dispositivi utilizzati dagli specialisti del primo soccorso.

#### Caratteristiche specifiche

Duplici possibilità di trasporto grazie agli spallacci imbottiti e alla maniglia  
 Spallacci regolabili  
 Tasca anteriore capiente con chiusura a zip  
 Nel corpo principale dello zaino sono presenti:  
 - una tasca a rete sul lato anteriore  
 - 3 fasce strap regolabili per posizionare gli accessori  
 Lo zaino può essere aperto totalmente, garantendo un facile accesso al contenuto

#### Dati tecnici

Dimensioni	480x300x120 ± 20 mm
Volume	12 ± 1L
Materiali	Nylon, TPU
Peso	0,8 ± 0,1 kg

BLITZ - ZAINETTO PRIMO SOCCORSO ARANCIO VUOTO  
 CB04081K

Rev.2 (15/01/2018)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>

Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

[www.spencer.it](http://www.spencer.it)