


## BLITZ

### Zainetto di primo soccorso pediatrico



Zaino caratterizzato da spessore ridotto, ideale per l'alloggiamento dei dispositivi utilizzati dagli specialisti del primo soccorso. In questa versione è equipaggiato con dispositivi destinati a pazienti pediatrici.

| Dotazione |  | Dati tecnici    |                     |
|-----------|--|-----------------|---------------------|
| BG02043A  | PRO B-LIFE - PALL.PVC.PED. C/SOVR. E CUFFED MASK     | Dimensioni      | 480x300x120 ± 20 mm |
| DG00603A  | UNIVERSAL - FORBICI BOTTONUTE MANICO NERO            | Volume          | 12 ± 1L             |
| DR10365K  | 2x GUANTO IN LATTICE NON STERILE MIS.M               | Materiali zaino | Nylon, TPU          |
| GM02101K  | S-G - COMPR. GARZA STERILE 10X10 cm 2 BUSTE 25 PZ.   | Peso vuoto      | 0,8 ± 0,1 kg        |
| GM02215K  | T-PLASTER - ROCCHETTO CEROTTO TELA 1,25 cm x 5 m     |                 |                     |
| IF00150C  | IFX 50 - LACCIO EMOSTATICO                           |                 |                     |
| IF00426A  | SPENCER ICE PACK - GHIACCIO INSTANT. PE 3 confezioni |                 |                     |
| RM10320A  | GUEDEL - CANNULA MONOUSO 50 mm                       |                 |                     |
| RM10321A  | GUEDEL - CANNULA MONOUSO 60 mm                       |                 |                     |
| RM10322A  | GUEDEL - CANNULA MONOUSO 70 mm                       |                 |                     |
| RM10892A  | CUFFED MASK MIS.3 PVC COLOUR CODED S/VALVOLA         |                 |                     |
| RM30700A  | MOUNDER - APRIBOCCA ELICOIDALE                       |                 |                     |
| ST00630A  | HT - TELO ISOTERMICO ADULTO 220X160                  |                 |                     |

| Caratteristiche specifiche   | Dispositivi marcati CE in accordo alla dir. 93/42/CE |
|--|--|
| Duplici possibilità di trasporto grazie agli spallacci imbottiti e alla maniglia | BLITZ - ZAINETTO PRIMO SOCCORSO COMPLETO PEDIATR.    |
| Spallacci regolabili   | CB04087K   |
| Tasca anteriore capiente con chiusura a zip                                      |  |
| Nel corpo principale dello zaino sono presenti:                                  |  |
| - una tasca a rete sul lato anteriore  |  |
| - 3 fasce strap regolabili per posizionare gli accessori                         |  |
| Lo zaino può essere aperto totalmente, garantendo un facile accesso al contenuto |  |

Rev.2 (15/01/2018)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>

Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

[www.spencer.it](http://www.spencer.it)