


BLITZ

Zainetto di primo soccorso pediatrico



Zaino caratterizzato da spessore ridotto, ideale per l'alloggiamento dei dispositivi utilizzati dagli specialisti del primo soccorso. In questa versione è equipaggiato con dispositivi destinati a pazienti pediatrici.

Dotazione		Dati tecnici	
BG02043A	PRO B-LIFE - PALL.PVC.PED. C/SOVR. E CUFFED MASK	Dimensioni	480x300x120 ± 20 mm
DG00603A	UNIVERSAL - FORBICI BOTTONUTE MANICO NERO	Volume	12 ± 1L
DR10365K	2x GUANTO IN LATTICE NON STERILE MIS.M	Materiali zaino	Nylon, TPU
GM02101K	S-G - COMPR. GARZA STERILE 10X10 cm 2 BUSTE 25 PZ.	Peso vuoto	0,8 ± 0,1 kg
GM02215K	T-PLASTER - ROCCHETTO CEROTTO TELA 1,25 cm x 5 m		
IF00150C	IFX 50 - LACCIO EMOSTATICO		
IF00426A	SPENCER ICE PACK - GHIACCIO INSTANT. PE 3 confezioni		
RM10320A	GUEDEL - CANNULA MONOUSO 50 mm		
RM10321A	GUEDEL - CANNULA MONOUSO 60 mm		
RM10322A	GUEDEL - CANNULA MONOUSO 70 mm		
RM10892A	CUFFED MASK MIS.3 PVC COLOUR CODED S/VALVOLA		
RM30700A	MOUNDER - APRIBOCCA ELICOIDALE		
ST00630A	HT - TELO ISOTERMICO ADULTO 220X160		

Caratteristiche specifiche	Dispositivi marcati CE in accordo alla dir. 93/42/CE
Duplici possibilità di trasporto grazie agli spillacci imbottiti e alla maniglia	BLITZ - ZAINETTO PRIMO SOCCORSO COMPLETO PEDIATR.
Spallacci regolabili	CB04087K
Tasca anteriore capiente con chiusura a zip	
Nel corpo principale dello zaino sono presenti:	
- una tasca a rete sul lato anteriore	
- 3 fasce strap regolabili per posizionare gli accessori	
Lo zaino può essere aperto totalmente, garantendo un facile accesso al contenuto	

Rev.1 (14/11/2016)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>

Spencer Italia S.r.l. Collecchio (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it