

CERVER

Collarín cervical de una pieza



Collarín cervical de una sola pieza para ser utilizado en situaciones de primeros auxilios y de emergencia. Son adecuados para la inmovilización de la columna cervical en pacientes traumatizados.

Características específicas


- Ligero y cómodo
- Aplicación rápida gracias a la correa de cierre
- Acceso para la traqueostomía
- Apoyo mentón obtenido de una parte flexible del collarín
- Fácil de limpiar

Accesorios opcionales

QC19010C - COLLAR BAG 1 – Bolsa para collarines una

Datos Técnicos

Medida	XS
Materiales	Vinyl revestido PE
Altura A	78 mm
Longitud B	545 mm
Altura C	135 mm
Peso	122 g



DM de clase I de acuerdo con la Dir. 93/42/CEE

CERVER COLLAR MED. XS

QC10100K



Clasificación CND

Y060312

ID de registro

100563

Rev.1 (18/07/2017)

UNCHECKED COPY – further revisions will be available on <http://support.spencer.it>
 Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it