

CERVER

Collarín cervical de una pieza



Collarín cervical de una sola pieza para ser utilizado en situaciones de primeros auxilios y de emergencia. Son adecuados para la inmovilización de la columna cervical en pacientes traumatizados.

Características específicas


Ligero y cómodo
 Aplicación rápida gracias a la correa de cierre
 Acceso para la traqueostomía
 Apoyo mentón obtenido de una parte flexible del collarín
 Fácil de limpiar

Accesorios opcionales

QC19010C - COLLAR BAG 1 – Bolsa para collarines una

Datos Técnicos

Medida	S
Materiales	Vinyl revestido PE
Altura A	95 mm
Longitud B	600 mm
Altura C	150 mm
Peso	135 g



DM de clase I de acuerdo con la Dir. 93/42/CEE

CERVER COLLAR MED. S

QC10101K



Clasificación CND

Y060312

ID de registro

100564

Rev.1 (18/07/2017)

UNCHECKED COPY – further revisions will be available on <http://support.spencer.it>
 Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it