

## CERVER

### Collarín cervical de una pieza



Collarín cervical de una sola pieza para ser utilizado en situaciones de primeros auxilios y de emergencia. Son adecuados para la inmovilización de la columna cervical en pacientes traumatizados.

#### Características específicas


- Ligero y cómodo
- Aplicación rápida gracias a la correa de cierre
- Acceso para la traqueostomía
- Apoyo mentón obtenido de una parte flexible del collarín
- Fácil de limpiar

#### Accesorios opcionales

QC19010C - COLLAR BAG 1 – Bolsa para collarines una

#### Datos Técnicos

Medida	L
Materiales	Vinyl revestido PE
Altura A	102 mm
Longitud B	625 mm
Altura C	150 mm
Peso	172 g



DM de clase I de acuerdo con la Dir. 93/42/CEE

CERVER COLLAR MED. L

QC10103K



Clasificación CND Y060312

ID de registro 100570

Rev.1 (18/07/2017)

UNCHECKED COPY – further revisions will be available on <http://support.spencer.it>  
 Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

[www.spencer.it](http://www.spencer.it)