

## SPECTAR

Collare cervicale da estricazione




Collare cervicale bivalva destinato all'uso in situazioni di primo soccorso ed emergenza. Si identifica come una soluzione per l'immobilizzazione del rachide cervicale in pazienti traumatizzati.

### Caratteristiche specifiche

Forma anatomica delle zone occipitale e mandibolare  
 Rapida applicazione grazie alla chiusura a strap  
 Accesso per tracheotomia  
 Apertura dedicata controllo del polso carotideo  
 Imbottitura sagomata confortevole

### Dati tecnici

Misura	M
Materiali	LDPE, PE
Peso	195 g
Dimensione A	295 mm
Dimensione B	115 mm



### Accessori opzionali

JM30028A - Appoggio sternale

DM di classe I secondo la Dir. 93/42/CEE

SPECTAR FOAM - COLLARE  
 CERVICALE BIVALVA MIS. M

JM30022A



Classificazione CND Y060312

Identificativo registrazione 1213184

Rev.1 (18/07/2017)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>

Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

[www.spencer.it](http://www.spencer.it)