

SPECTAR

Collarín Cervical para extricación




Collarín cervical de dos piezas diseñado para su uso en situaciones de emergencia y primero rescate. Se identifica como una solución para la inmovilización de la columna cervical en pacientes traumatizados.

Características específicas

Forma anatómica de la zona occipital y mandibular
 Rápida aplicación gracias al cierre con strap
 Acceso para traqueotomía
 Apertura dedicada al control del pulso carotídeo
 Acolchado y conformado para más comodidad

Detalles técnicos

Medida	L
Materiales	LDPE, PE
Peso	205 g
Dimensión A	335 mm
Dimensión B	125 mm



Accesorios opcionales

JM30028A - Apoyo esternal

DM de clase I de acuerdo con la Dir. 93/42/CEE

SPECTAR FOAM COLLAR
 CERVICAL BIVALVA MED.L

JM30023A

Clasificación CND

ID de registro



Y060312

1213185

Rev.1 (18/07/2017)

COPIA NO CONTROLADA– revisiones posteriores estarán disponibles en el link <http://support.spencer.it>

Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it