

# SPECTAR

## Collarín Cervical para extricación



Collarín cervical de dos piezas diseñado para su uso en situaciones de emergencia y primero rescate. Se identifica como una solución para la inmovilización de la columna cervical en pacientes traumatizados.

### Características específicas

- Forma anatómica de la zona occipital y mandibular
- Rápida aplicación gracias al cierre con strap
- Acceso para traqueotomía
- Apertura dedicada al control del pulso carotídeo
- Acolchado y conformado para más comodidad
- Código de colores para identificar los diferentes tamaños

### Detalles técnicos

Medida	XXS
Materiales	LDPE, PE
Peso	120 g
Dimensión A	110 mm
Dimensión B	55 mm
Dimensión C	135 mm
Ancho pieza frontal extesa	245 mm
Ancho pieza trasera extesa	235 mm

Nota: Todas las dimensiones están sujetas a una tolerancia de  $\pm 10$  mm



### Accesorios opcionales

JM30028A - Apoyo external

DM de clase I de acuerdo con la Dir. 93/42/CEE

SPECTAR FOAM COLLAR CERVICAL  
BIVALVA MED.XXS  
JM30025A



Clasificación CND	Y060312
ID de registro	1281138

Rev.1 (18/07/2017)

COPIA NO CONTROLADA– revisiones posteriores estarán disponibles en el link <http://support.spencer.it>

Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

[www.spencer.it](http://www.spencer.it)