

## SPECTAR

### Kit 6 Collarines cervicales para extricación



Collarines cervicales de dos piezas diseñados para su uso en situaciones de emergencia y primero rescate. Se identifica como una solución para la inmovilización de la columna cervical en pacientes traumatizados.

#### Características específicas

Forma anatómica de la zona occipital y mandibular

Rápida aplicación gracias al cierre con strap

Acceso para traqueotomía

Apertura dedicada al control del pulso carotídeo

Acolchado y conformado para más comodidad

Bolsa de transporte en nylon con cremallera

La bolsa se divide en 3 compartimentos para hacer la identificación rápida del tamaño y está equipada con asa de transporte y un gancho que permite que sea colgada

#### Detalles técnicos

Medidas incluidas	XXS, XS, S, M, L, STOUT
-------------------	-------------------------

Materiales	LDPE, PE
------------	----------

Peso del kit	1,25 kg
--------------	---------

Dimensiones bolsa	700x380 mm
-------------------	------------

Color bolsa	Negro
-------------	-------

DM de clase I de acuerdo con la Dir. 93/42/CEE

SPECTAR FOAM JUEGO DE COLLARES 6 MEDIDAS CON BOLSA DE TRANSPORTE

JM30026A

Clasificación CND



Y060312

#### Accesorios opcionales

JM30028A - Apoyo externo

Rev.1 (18/07/2017)

COPIA NO CONTROLADA– revisiones posteriores estarán disponibles en el link <http://support.spencer.it>

Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

[www.spencer.it](http://www.spencer.it)