

NECK YORK

Collarín cervical de una pieza




Collarín cervical de una pieza destinado a ser utilizado en los primeros auxilios y situaciones de emergencia. Se identifica como una solución para la inmovilización del raquis cervical en pacientes traumatizados.

Características específicas

- Aplicación rápida gracias a la correa de cierre
- Acceso para la traqueotomía
- Aberturas en la parte del cuello para mejorar la aireación
- Cómodo acolchado moldeado

Datos técnicos

Medida	INFANT
Material	PE
Peso	85 g
Dimensión A	125 mm
Dimensión B	450 mm
Dimensión C	80 mm



Accesorios opcionales

- QC19010C - COLLAR BAG 1 – Bolsa para collarines de una pieza

DM de clase I de acuerdo con la Dir. 93/42/CEE

NEC YORK – COLLARÍN CERV.
UNA PIEZA MED. 1 (INFANT)



QC19001C

Clasificación CND

Y060312

ID de registro

81010

Rev.0 (05/09/2016)

UNCHECKED COPY – further revisions will be available on <http://support.spencer.it>
Spencer Italia S.r.l. Collecchio (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it