

NEC YORK

Jeu de colliers cervicaux



Jeu de 3 colliers cervicaux une pièce permettant d'immobiliser et de limiter l'amplitude des mouvements de rotation de la colonne cervicale du patient

Caractéristiques spécifiques


Mise en place rapide et simple grâce au système scratch
 Large ouverture trachéale pour trachéotomie et prise du pouls carotidien
 Support de nuque aéré
 Couvert de mousse hypoallergénique préformée
 Résistant à l'eau
 Radio-transparent
 3 tailles (long, moyen, court)
 Livré avec sac de transport

Accessoires de série

QC19010C - COLLAR BAG 1 – sac de transport

Données techniques

Tailles	2 (Court) 3 (Moyen) 5 (Long)
Materiaux	PE , PA
Poids du kit (avec sac)	430gr± 50gr
Dimensions A (±5mm)	125 mm (Court) 135 mm (Moyen) 145 mm(Long)
Dimension B (±5mm)	445 mm(Court) 555 mm (Moyen) 555 mm(Long)
Dimension C (±5mm)	100 mm (Court) 95 mm (Moyen) 115 mm(Long)



DM de Class I selon la Dir. 93/42/CEE

KIT DE 3 COLLIERS
 CERVICAUX NEC YORK
 QC19013C



CND Classification Y060312

Identifiant d'enregistrement 195214

Rev.1 (18/07/2017)

UNCHECKED COPY – further revisions will be available on <http://support.spencer.it>
 Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it