

## NEC YORK

### Jeu de colliers cervicaux



Jeu de 3 colliers cervicaux une pièce permettant d'immobiliser et de limiter l'amplitude des mouvements de rotation de la colonne cervicale du patient

#### Caractéristiques spécifiques


- Mise en place rapide et simple grâce au système scratch
- Large ouverture trachéale pour trachéotomie et prise du pouls carotidien
- Support de nuque aéré
- Couvert de mousse hypoallergénique préformée
- Résistant à l'eau
- Radio-transparent
- 3 tailles (long, moyen, court)
- Livré avec sac de transport

#### Accessoires de série

QC19010C - COLLAR BAG 1 – sac de transport

#### Données techniques

Tailles	2 (Court) 3 (Moyen) 5 (Long)
Materiaux	PE , PA
Poids du kit (avec sac)	430gr± 50gr
Dimensions A (±5mm)	125 mm (Court) 135 mm (Moyen) 145 mm (Long)
Dimension B (±5mm)	445 mm (Court) 555 mm (Moyen) 555 mm (Long)
Dimension C (±5mm)	100 mm (Court) 95 mm (Moyen) 115 mm (Long)



DM de Class I selon la Dir. 93/42/CEE

KIT DE 3 COLLIERS  
CERVICAUX NEC YORK  
QC19013C



CND Classification

Y060312

Identifiant  
d'enregistrement

195214

Rev.0 (25/07/2016)

UNCHECKED COPY – further revisions will be available on <http://support.spencer.it>  
Spencer Italia S.r.l. Collecchio (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

[www.spencer.it](http://www.spencer.it)