

NEC LOC

Collier cervical bivalve rigide



Nec Loc est le collier cervical rigide pour immobilisation bivalve le plus utilisé au monde. Il a été élaboré par des professionnels de l'EMS et par des chercheurs provenant de prestigieuses écoles d'ingénieurs des USA pour une immobilisation rapide et sûre du rachis cervical. Par rapport aux colliers en une seule partie, Nec Loc assure un meilleur contrôle des mouvements de rotation axiale et de flexion latérale. Grâce aux fermetures en bande autoagrippante réglables il est simple d'utilisation et permet d'obtenir des alignements précis. La structure principale est réalisée en polyéthylène à basse densité, flexible pour améliorer l'application, rigide pour optimiser l'immobilisation. Le confort du patient est assuré par un rembourrage interne en Plastizote expansé à haute densité à cellules fermées. L'ouverture frontale permet d'effectuer une éventuelle trachéotomie. Dans le but d'identifier rapidement le Nec Loc, chaque taille se différencie des autres par un code couleur. Le polyéthylène à basse densité assure la radio-compatibilité et un simple nettoyage, les taches de sang et de graisse s'élimine ainsi facilement. Pour réduire l'épaisseur et les éléments d'assemblage, les jointures du collier sont réalisées avec une inédite interface de fixation. Un rapide mécanisme à pression remet le Nec Loc en position plate pour pouvoir le ranger avec facilité dans un espace restreint. Disponible en huit tailles

Distributed by Spencer Italia s.r.l.

Spencer Italia S.r.l. Collecchio (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222
E-mail: info@spencer.it Web: <http://www.spencer.it>

Données techniques

Matériel	Polyéthylène
Stérile	No
Jetable	Oui
Taille	2 (2-6 ans)

JM10008A

NEC LOC SIZE 2 (2-6
YEARS)-TWO-PIECE
RIGID CERVICAL
COLLAR

