


## NEC LOC

### Collare cervicale



Collare cervicale bivalva destinato all'utilizzo in situazioni di primo soccorso ed emergenza. Si identifica come una soluzione per l'immobilizzazione del rachide cervicale in pazienti traumatizzati.

#### Caratteristiche specifiche

Rapida applicazione grazie alla chiusura a strap  
 Accesso per tracheotomia  
 Imbottitura morbida per maggior comfort

#### Dati tecnici

Taglia	Small
Materiali	PE/Plastizote
Peso	180 g

DM di classe I secondo la Dir. 93/42/CEE

NEC LOC - COLLARE CERV.  
 BIVALVA MIS.6 (SMALL)

JM10040A



Distribuito da Spencer Italia S.r.l.

Rev.1 (12/12/2016)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>  
 Spencer Italia S.r.l. Collecchio (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

[www.spencer.it](http://www.spencer.it)