

## NEC LOC

### Kit 3 Collarines cervicales



Collarines cervicales de dos piezas diseñado para su uso en situaciones de emergencia y primero rescate. Se identifica como una solución para la inmovilización de la columna cervical en pacientes traumatizados.

#### Características específicas

Aplicación rápida gracias al cierre strap  
 Acceso per traqueotomía  
 Acolchado suave para mayor comodidad

#### Datos técnicos

Medidas	Pediatric Small Medium
Materiales	PE/Plastizote
Dimensión bolsa	42x34 cm
Peso del kit	610 ± 10g

DM de clase I de acuerdo con la Dir. 93/42/CEE

NEC LOC - KIT COLLARINES 3  
 MEDIDAS (4-6-7) C/BOLSA

JM10100A



Distribuido por Spencer Italia srl

Rev.1 (18/07/2017)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>  
 Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

[www.spencer.it](http://www.spencer.it)