

Nec Loc Kit sei misure

Set Nec Loc n.6 misure (2,4,5,6,7,8) con sacca



Nec Loc è il collare rigido cervicale per estricazione bivalva più utilizzato al mondo. E' stato sviluppato da professionisti dell'EMS e da ricercatori di prestigiosi istituti universitari di bioingegneria negli USA al fine di provvedere ad una rapida e sicura immobilizzazione del rachide cervicale.

Rispetto ai collari ad un pezzo, Nec Loc assicura un miglior controllo dei movimenti di rotazione assiale e di flessione laterale. Facile e rapido da applicare anche in ambienti confinati, grazie alle chiusure regolabili realizzate in Velcro®, e preciso nell'allineamento. La struttura portante è realizzata in polietilene a bassa densità, flessibile per migliorare l'applicazione, rigido per ottimizzare l'immobilizzazione.

Il comfort del paziente è assicurato da un'imbottitura interna in Plastizote espanso ad alta densità a cellule chiuse.

Apertura frontale per l'accesso alla tracheotomia.

Al fine di identificare con tempestività il Nec Loc necessario, ogni misura è contraddistinta da un diverso colore.

Il polietilene a bassa densità assicura la radiocompatibilità e una facile pulizia, infatti le incrostazioni di sangue e grasso si eliminano con facilità ed efficacia.

Per ridurre lo spessore e gli elementi di assemblaggio, le giunzioni del collare sono realizzate con un'inedita interfaccia di fissaggio. Un veloce meccanismo a pressione riporta il Nec Loc in posizione piatta per poterlo riporre con facilità in pochissimo spazio.

Disponibile in otto misure.

Technical details

| | |
|------------------------------------|----------------------------|
| Codice colore | Si |
| Fissaggio | Velcro® |
| Materiale strutturale | LDPE stampato ad iniezione |
| Materiale del rivestimento interno | Plastizote espanso |
| Accoppiamento materiali | Rivettato |
| Apertura tracheale | Si |
| Sacca dedicata | Si (optional) |
| Radiocompatibilità | Si |
| Monouso | Si |

Latex free

JM10101A

Nec Loc Kit 6 misure

Spencer Italia S.r.l. Collecchio (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222
E-mail: info@spencer.it Web: http://www.spencer.it

This document has been automatically generated by www.spencer.it on 2010/01/14 12:12:19, and is referred to the last production lot. The informations furnished have been last updated on 2009/12/01. To verify the correctness of this document, please contact our Quality Dept. at quality@spencer.it

