

NEC UP

Collarín multitallas adulto



Collar cervical de una pieza con múltiples medidas diseñado para su uso en situaciones de emergencia y primero rescate. Se identifica como una solución para la inmovilización de la columna cervical en pacientes traumatizados.

Características específicas

- Rápida aplicación gracias al cierre strap
- Acceso para traqueotomía
- Acolchado para mayor comfort
- Agujero trasero para permitir la ventilación y facilitar las inspecciones
- Soporte del la barbilla ajustable en 4 alturas para adaptarse a un gran número de conformaciones cervicales

Detalles técnicos

Medidas obtenibles en altura	Tall – 135 mm
	Regular – 125 mm
	Short – 115 mm
	Low – 105 mm
Circunferencia collarín	575 mm
Materiales	PE
Peso	120 g

DM de clase I de acuerdo con la Dir. 93/42/CEE

NEC UP ADULTO - COLLARÍN
MULTITALLAS

QC19100B

Clasificación CND



Y060312

Rev.3 (18/07/2017)

COPIA NO CONTROLADA– revisiones posteriores estarán disponibles en el link <http://support.spencer.it>

Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it