

NEC UP

Collier multi-taille



Une première mondiale, le premier collier cervical industriel réalisé en suivant un procédé de co-moulage de deux matériaux plastiques: un semi-rigide et structural, l'autre souple et confortable. Matériaux, ayant une résistance exceptionnelle, se croisent pour réaliser un collier qui ne présente, à différence de tous les autres, aucun système de fixation entre les deux composants. Nec Up est né pour réduire les problèmes d'approvisionnement et de stockage, en simplifiant le travail du secouriste, grâce aux réglages qui le rendent adaptable à plusieurs patients. Quand il n'est pas possible d'équiper, pour des raisons de budget ou d'espace, les équipes de secours avec différentes tailles de colliers cervicaux, Nec Up est la réponse technologiquement avancée qui garantit la stabilité du rachis cervical des patient traumatisés.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Mono valve	Oui
Marquage taille	Oui
Fermeture	scratch
Assemblage de matériaux	co-moulé
Ouverture trachéale	Oui
Réglable	Oui

Nec Up adulte

QC19100B



COPIE NON CONTRÔLÉE - des révisions ultérieures seront disponibles au lien <http://support.spencer.it/en/pdf>

Spencer Italia S.r.l. Collecchio (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222
www.spencer.it

Rev.0 (02/12/2013)

Pour vérifier l'exactitude des informations ci décrites et mises à jour, contacter le service commercial de Spencer Italia: info@spencer.it